



Prendas post-operatorias para perros  
Postoperative bandages for dogs  
Ceintures postopératoires pour chiens  
Postoperative Bandagen für Hunde

**OrthoDog®**

**Mainat  
vet**

**Hembra / Female**  
**Femelle / Hündin**

DOG-H-001   
DOG-H-002   
DOG-H-003 

**Macho / Male**  
**Mâle / Rüde**

DOG-M-001   
DOG-M-002   
DOG-M-003 



## Faja abdominal

**Modelos:**  
Macho o hembra.

**Fabricación:**  
Disponible en 8 tallas.

**Indicación:**  
Esterilización, mastitis y cirugía abdominal en general.

**Entrega:**  
Inmediata.

## Abdominal belt

**Models:**  
Male or female.

**Manufacturing:**  
8 sizes available.

**Indication:**  
Sterilization, mastitis, and general abdominal surgery.

**Delivery:**  
Immediate.

## Ceinture abdominale

**Modèles:**  
Mâle ou femelle.

**Fabrication:**  
8 tailles disponibles.

**Indication:**  
Stérilisation, mastite et chirurgie abdominale générale.

**Livraison:**  
Immédiate.

## Bauchbandage

**Modelle:**  
Rüde oder Hündin.

**Herstellung:**  
In 8 Größen erhältlich.

**Anwendungsgebiete:**  
Sterilisation, Mastitis und abdominale Chirurgie im Allgemeinen.

**Lieferung:**  
Sofort.

**Unilateral / Unilateral**  
**Unilatéral / Einbeinig**

DOG-1P-005   
DOG-1P-006   
DOG-1P-007 

**Bilateral / Bilateral**  
**Bilatéral / Zweibeinig**

DOG-2P-005   
DOG-2P-006   
DOG-2P-007 



## Faja anterior

**Modelos:**

Unilateral o bilateral.

**Fabricación:**

A medida (imprescindible rellenar hoja de medidas).

**Opcional:**

Bolsillo / refuerzo interior para casos de bursitis.

**Entrega:**

48 horas.

## Front wrap

**Models:**

Unilateral or bilateral.

**Manufacturing:**

Customized (measurement form must be completed).

**Optional:**

Inside pocket / protective padding for bursitis cases.

**Delivery:**

48 hours.

## Ceinture antérieure

**Modèles:**

Unilatéral ou bilatéral.

**Fabrication:**

Sur mesure (il est indispensable de compléter la feuille de mesures).

**Facultatif:**

Poche avec renfort interne en cas de bursite.

**Livraison:**

48 heures.

## Vorderbeinbandage

**Modelle:**

Einbeinig oder zweibeinig.

**Herstellung:**

Nach Maß (das Blatt zum Maßnehmen ist unbedingt auszufüllen).

**Variation:**

Tasche / Verstärkung der Innenseite im Fall von Schleimbeutelentzündung.

**Lieferung:**

48 Stunden.

**Bilateral / Bilateral**  
**Bilatéral / Zweibeinig**

DOG-009      
DOG-010      
DOG-011    



## Faja cadera / patas posteriores

**Modelo:**  
Bilateral.

**Fabricación:**  
A medida (imprescindible  
rellenar hoja de medidas).

**Indicación:**  
Semi inmovilización  
post-quirúrgica de cadera.

**Entrega:**  
48 horas.

## Hip / back leg wrap

**Model:**  
Bilateral.

**Manufacturing:**  
Customized (measurement  
form must be completed).

**Indication:**  
Semi-immobilization post  
hip surgery.

**Delivery:**  
48 hours.

## Ceinture hanches / pattes postérieures

**Modèle:**  
Bilatéral.

**Fabrication:**  
Sur mesure (il est indispensable  
de compléter la feuille de  
mesures).

**Indication:**  
Semi-immobilisation post-  
chirurgicale des hanches.

**Livraison:**  
48 heures.



## Hüftbandage / Hinterbeine

**Modelle:**  
Zweibeinig.

**Herstellung:**  
Nach Maß (das Blatt zum  
Maßnehmen ist unbedingt  
auszufüllen).

**Anwendungsbereiche:**  
Halbseitige Fixierung  
nach einer Hüftoperation.

**Lieferung:**  
48 Stunden.



## Tejido

La fajas están confeccionadas con polímeros foamizados y poseen un sistema de cierre fácilmente ajustable mediante bandas adhesivas elásticas. Para las zonas de cicatrización se han utilizado tejidos monofilamento de 1 cm de grosor que forman una burbuja de aire que protege la cicatriz.

- Fáciles de colocar.
- Con cierres ajustables.
- Lavables a máquina.
- Máxima protección en el periodo inmediato a la operación.

Todas las prendas OrthoDog han sido probadas en tratamientos reales, realizados en hospitales veterinarios.

## Fabric

Recovery bandage wraps are made in polymer foam and are easily fitted and adjusted with velcro bands. Wounds are covered with monofilm pad 1 cm thick which forms an air cushion to protect the wound.

- Easily fitted.
- Adjustable closures.
- Machine washable.
- Maximum protection for the immediate postoperative period.

All OrthoDog recovery bandages have been tested on clinical cases in veterinary hospitals.

## Tissu

Les ceintures sont fabriquées à partir de polymères moussés. Leur système de fermeture est facilement ajustable grâce à des bandes adhésives élastiques. Des tissus monofilament de 1 cm d'épaisseur sont utilisés pour les zones de cicatrisation. Ils forment une bulle d'air qui protège la cicatrice.

- Mise en place facile.
- Fermetures ajustables.
- Lavables en machine.
- Protection maximale immédiatement après l'intervention.

Tous les vêtements OrthoDog ont été testés dans le cadre de traitements réels réalisés dans des cliniques vétérinaires.

## Gewebe

Die Bandagen sind aus Polymerschaumstoffen gefertigt und besitzen ein, anhand von Klettverschlüssen, leicht verstellbares Verschlussystem. Für die Zone der Vernarbung wurden 1 cm dicke monofile Gewebe verwendet, die eine Luftblase bilden, um die Narbe zu schützen.

- Einfach anzulegen.
- Verstellbare Verschlüsse.
- Waschmaschinenfest.
- Maximaler Schutz in der Zeit unmittelbar nach der Operation.

Alle Kleidungsstücke von OrthoDog wurden bei Behandlungen in Tierkliniken getestet.

## Tallas faja abdominal

Para averiguar la medida que corresponde a cada perro, tomar la distancia entre patas por la parte interior.

Pequeña  
Mediana  
Grande

## Adbominal belt sizes

Determine the right size for your dog by measuring the distance between front and back legs on the inside.

Small  
Medium  
Large



## Tailles de ceinture abdominale

Pour vérifier la mesure correspondant à chaque chien, prendre la distance entre les pattes depuis la partie intérieure.

Petite  
Moyenne  
Grande

## Größen für Bauchbandagen

Um für jeden Hund die jeweils richtige Größe zu bestimmen, muss der Abstand zwischen den Vorder-und Hinterbeinen von innen gemessen werden.

Klein  
Mittelgroß  
Groß


Distancia entre patas:	15-17 cm
Distance between legs:	18-20 cm
Distance entre les pattes:	21-23 cm
Abstand zwischen den Beinen:	24-27 cm
	28-34 cm
	35-39 cm
	40-45 cm
	46-52 cm

1 A	Talla:
1 B	Size:
1 C	Taille:
	Größen:
2 A	
2 B	
2 C	
3 A	
3 B	

Otros productos MainatVet / Other MainatVet products / Autres produits MainatVet / Weitere Produkte von MainatVet:



Faja abdominal  
Postoperative Strapping  
Ceinture abdominale  
Postoperative Bauchbinde



Faja anterior  
Front/leg Strapping  
Ceinture antérieure  
Frontal-Vorderbeinbandage



Faja de recuperación  
Recovery Strapping  
Ceinture de récupération  
Bauchbinde für die Wiedererholung



Máscara  
Mask  
Masque  
Maske

# Mainat vet

Prendas post-operatorias  
para animales

J. Mainat, S.A.  
Pas d'en Marges, 4  
08360 Canet de Mar  
Barcelona (SPAIN)

T. (+34) 93 794 19 88  
F. (+34) 93 794 27 62  
mainatvet@mainatvet.com  
www.mainatvet.com